



Universal Thumb Splint



Life Without Limitations®

USES

Ideal for Sprains & strains, Gamekeeper's Thumb, De-Quervain's Tendonitis, post cast healing and other selected soft tissue injuries.

FITTING INSTRUCTIONS

1. Connect the shortest thumb strap to the contact closure.
2. Slide your thumb into the opening.
3. Apply other straps starting with those closest to your thumb. Do not over tighten. Readjust for comfort.
4. The brace should be positioned straight down the thumb side of your forearm.

WASHING INSTRUCTIONS

Hand wash with mild soap in cold water, rinse until water is clear. Wrap in towel to remove excess water. Do not twist or wring. Air dry only. Do not use heat, drying machine or bleach.

EN – Caution: Össur products and components are designed and tested to ISO 10328. Compatibility and compliance with this standard is achieved only when Össur products and components are used with other recommended Össur or authorized components. If un-usual movement or product wear is detected in a structural part of a prosthesis at any time, the patient should be instructed to immediately discontinue use of the device and consult his/her clinical specialist. This product has been designed and tested based on single patient usage. This device should NOT be used by multiple patients. If any problems occur with the use of this product, immediately contact your medical professional.

DRAFT

USOS

Ideal para esguinces y torceduras, pulgar de guardabosques, tendinitis de Quervain, sanación post yeso y algunas otras lesiones de tejidos blandos.

COLOCACIÓN

1. Conecte la correa del pulgar más corta al cierre de contacto.
2. Deslice el pulgar en la apertura.
3. Aplique las otras correas empezando con aquellas que están más cerca a su pulgar. No las apriete demasiado. Ajuste hasta alcanzar un calzado cómodo.
4. La tablilla debe estar en posición derecha al lado del pulgar en el antebrazo.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Lave la tablilla a mano con jabón suave y agua fría, enjuague hasta que el agua este limpia. Envuelva en una toalla para quitar el exceso de agua. No la arrugue o estire. Deje secar al aire libre. No use secadora o lejía.

ES – Atención: Los productos y componentes Össur están diseñados y probados según ISO 10328. La compatibilidad y conformidad con este estándar se obtiene sólo si los productos y componentes Össur se utilizan con otros componentes recomendados o autorizados por Össur. Si en cualquier momento se detecta un desplazamiento o desgaste del producto en la estructura de una prótesis, se debe dar instrucciones al paciente para cesar de inmediato el uso del dispositivo y que consulte a su especialista clínico. Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su especialista clínico.

DRAFT

Össur Americas

27051 Towne Centre Drive
Foothill Ranch, CA 92610
USA
Tel: +1 (949) 382 3883
Tel: +1 800 233 6263
Fax: +1 800 831 3160
ossurusa@ossur.com

Össur Canada

120-11231 Dyke Road
Richmond, BC
V7A 0A1, Canada
Tel: +1 604 241 8152
Fax: +1 604 241 8153

Össur Europe

Ekkersrijt 4106-4114
P.O. Box 120
5690 AC Son en Breugel
The Netherlands
Tel: +800 3539 3668
Tel: +31 499 462840
Fax: +31 499 462841
info-europe@ossur.com

Össur Europe BV

Kundenservice Deutschland
Augustinusstrasse 11A
50226 Frechen
Deutschland
Tel: +49 (0) 2234 6039 102
Fax: +49 (0) 2234 6039 101
info-deutschland@ossur.com

Össur Nordic

P.O. Box 67
751 03 Uppsala, Sweden
Tel: +46 1818 2200
Fax: +46 1818 2218
info@ossur.com

Össur UK

Building 3000
Manchester Business Park
Aviator Way
Manchester M22 5TG, UK
Tel: +44 161 490 8500
Fax: +44 161 490 8501
ossuruk@ossur.com

Össur Iberia S.A.

Parque Europolis
Calle Edimburgo n°14
28232 Las Rozas(Madrid) Spain
Tel: +34 91 636 06 93
Fax: +34 91 637 21 43
ortesica@ossur.com

Össur Asia

上海虹梅路1801号W16B 棟2楼
邮政编号: 200233
电话: +86 21 6127 1700
传真: +86 21 6127 1799
asia@ossur.com

Össur Asia-Pacific

26 Ross Street
North Parramatta
Sydney NSW
2152 Australia
Tel: +61 2 88382800
Fax: +61 2 96305310
info-asiapacific@ossur.com

Össur Head Office

Grjótháls 5
110 Reykjavík, Iceland
Tel: +354 515 1300
Fax: +354 515 1366
mail@ossur.com

